



NATTARO SCOUT™

Leitfaden zur erfolgreichen Erkennung von Bettwanzen

Nattaro Scout ist ein innovativer, in Schweden entwickelter Monitor zur Früherkennung und zur permanenten Überwachung von Bettwanzen. Der Lockstoff ahmt den natürlichen Geruch einer Ansammlung von Bettwanzen nach (Aggregationspheromon) und lockt sowohl Männchen, als auch Weibchen sowie alle Nymphenstadien an. Nattaro Scout ist ein wertvolles Tool für einen integrierten Schädlingsbekämpfungsansatz zur Bekämpfung von Bettwanzen.




- Zur Früherkennung von geringfügigem Befall
- Zur Qualitätskontrolle nach einer Behandlung
- Zum dauerhaften Monitoring in Umgebungen mit hohem Befallsrisiko

Gebrauchsanleitung

9 von 10 Bettwanzenbefällen haben ihren Ursprung im Bett, beginnen Sie daher dort mit der Suche. Führen Sie eine schnelle Sichtprüfung des Bettes und der Bettwäsche durch. Suchen Sie nach hellbraunen Hautresten und schwarzen Flecken (Kot) entlang der Matratzennaht und des Bettrahmens. Platzieren Sie 2 oder mehr Monitore pro zu prüfendem Objekt, z.B. unter der Matratze oder/und an den Beinen in den dunkelsten Ecken des Bettes.



Öffnen Sie den weißen Beutel und platzieren Sie den Lockstoffbehälter im Monitor.
Versuchen Sie nicht, den Lockstoffbehälter zu öffnen, das Pheromon wird durch das Plastik abgegeben.



Schieben Sie den Fallenkörper in den Halter. Platzieren Sie den Monitor in den dunkelsten Ecken des Bettes, unter der Matratze und/oder auf dem Boden.
Halten Sie den Monitor von Kindern und Haustieren fern.



Überprüfen Sie regelmäßig die Außen- und Innenseite des Monitors sowie den Bereich um den Monitor herum.
Ersetzen Sie den Lockstoff alle 4 Wochen.

Wir empfehlen, dass ein bestätigter Bettwanzenbefall von einem professionellen Schädlingsbekämpfungsunternehmen behandelt wird!

Warnung: Versuchen Sie nicht, den Köderbehälter zu öffnen. Die Lockstoffflüssigkeit enthält 2-Hexenal, das bei direktem Kontakt allergische Reaktionen auslösen kann. Bitte beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt.